

PKL PPC 175 PLUS

Full automático
Analizador de Coagulación



- 120 test / hora
- Único en el mundo
- Preciso, conveniente
- Reactivos dedicados PKL

PT
APTT
FIB
ETC.



PKL PPC 175 PLUS

Full automático/ Analizador de Coagulación

Especificaciones

Método de prueba:	Método de coagulación, inmunturbidimetría opcional
Elemento de prueba:	APTT, PT, TT, FIB y factores de coagulación sanguínea Items especiales relacionados con la coagulación D-Dimer y FDP opcional Función FIB derivada de PT
Velocidad de prueba:	120 test / hora
Posición de muestra:	35
Posición inclinada de reactivos:	20
Capacidad:	para cargar 1000 cubetas
Posición de limpieza:	1 posición
Sonda de muestra:	1 sonda
Sistema de reactivos:	lector de tarjetas incorporado
Funciones:	Función de intercambio de posición de reactivo Posiciones de reactivos refrigeradas Función de calentamiento constante de la sonda de muestreo Función de detección de nivel de líquido de muestra Función de alarma y escasez de reactivos Cuatro direcciones de ventilación de la función de refrigeración Función de iluminación de trabajo LED

Características

- Capacidad de prueba de modelo dual automática y manual
- Posición inclinada del reactivo para ahorrar el remanente
- Mostrar la curva de coagulación de la prueba dinámica
- Función de calibración automática y manual
- Prueba por lotes y función de prueba de inserción de prioridad de emergencia
- Prueba anormal de alarma de los resultados y función automática de reevaluación
- Escaneo de fondo del método de coagulación óptica, eliminar la ictericia, la función de alta interferencia de la grasa en el fondo
- Alarma de escasez de solución de limpieza y función de alarma de desbordamiento de líquido residual