


Panall 8000



PANA9600X



MENÚ DE PRUEBA

Categoría	Nombre del Producto	Patógeno Objetivo
Infecciones Respiratorias	Patógeno respiratorio de 7 tipos Kit de detección de ácido nucleico multiplex	FluA, FluB, RSV, ADV, HRV, HPIV and MP
	Patógeno respiratorio de 8 tipos Kit de detección de ácido nucleico multiplex	FluA, FluB, RSV, ADV, HRV, HPIV, MP and SARS-CoV-2
	Patógeno respiratorio de 17 tipos Kit de detección de ácido nucleico multiplex	FluA, FluA/H1, FluA/H3, FluB, RSV, ADV, HRV, HPIV1, HPIV2/4, HPIV3, CP, MP, CoHKU1/QC43, CoNL63/229, HMPV, HBov and SARS-CoV-2
Infecciones Gastrointestinales	Virulencia de las bacterias gastrointestinales Kit de detección genética de ácidos nucleicos	21 tipos de genes de virulencia de bacterias gastrointestinales comunes, incluidos ipaH, cdtA, aggR, eae, O1rfb, ompW, cdtB, stx2, SEN1383, invA, cdtC, ETEC-Ir, tlh, O139rfb, ctxA, foxA, stlb, stx1, STY4669, STM0159
Infecciones de Transmisión Sexual	Virus del Papiloma Humano (VPH) Kit de detección de ácido nucleico de genotipos múltiples	18 tipos de VPH, incluidos 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 and 82
	Infecciones de transmisión sexual Kit de detección de ácido nucleico multiplex	9 tipos de STIs incluidos CT, NG, UU, TV, MG, MH, UP, HSVI, HSVII

*Otros proyectos de prueba están en desarrollo y estarán disponibles próximamente.



RapiDiagnostics S.A.

UN NUEVO CONCEPTO DE LABORATORIO CLÍNICO

ISO 9001: 2015 - ISO 13485:2016